


Placa Volar / Palmar de Titanio con fijación asegurada



Placa Volar Palmar de Titanio.
Fijación con tornillos de Ø 2.5 mm en la parte distal de la placa y fijación de Ø 3.5 mm en la rama dorsal. Hilera simple. Izquierda y derecha.



Placa Volar Palmar de Titanio.
Fijación con tornillos de Ø 2.5 mm en la parte distal de la placa y fijación de Ø 3.5 mm en la rama dorsal. Hilera doble. Izquierda y derecha.



Es indicada para la fijación volar de fracturas de radio distal inestables en la dirección dorsal ó en volar y para la fijación de osteotomías.

Tornillería de Titanio



- **MODELO:** Tornillo Deslizante de Titanio con Fijación Asegurada
MATERIAL: Ti6AL 4 V-El: ASTM - F136
DIAMETRO: 2.0 mm
LARGO: 12 mm a 28 mm
CARACTERISTICAS: Cuerpo liso deslizante, cabeza con Fijación Asegurada



- **MODELO:** Tornillo Cortical de Titanio
MATERIAL: Ti6AL 4 V-El: ASTM - F136
DIAMETRO: 2.5 mm
LARGO: 10 mm a 28 mm
CARACTERISTICAS: Cuerpo cortical, cabeza sin Fijación Asegurada



- **MODELO:** Tornillo Cortical de Titanio con Fijación Asegurada
MATERIAL: Ti6AL 4 V-El: ASTM - F136
DIAMETRO: 2.5 mm
LARGO: 10 mm a 28 mm
CARACTERISTICAS: Cuerpo cortical, cabeza con Fijación Asegurada



- **MODELO:** Tornillo Cortical de Titanio
MATERIAL: Ti6AL 4 V-El: ASTM - F136
DIAMETRO: 3.5 mm
LARGO: 10 mm a 30 mm
CARACTERISTICAS: Cuerpo cortical, cabeza sin Fijación Asegurada



- **MODELO:** Tornillo Cortical de Titanio con Fijación Asegurada
MATERIAL: Ti6AL 4 V-El: ASTM - F136
DIAMETRO: 3.5 mm
LARGO: 10 mm a 30 mm
CARACTERISTICAS: Cuerpo cortical, cabeza con Fijación Asegurada

METAL GAUSS S.A.
Distribución y Ventas: Av. Warnes 2726
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1427DPT) Argentina
Telfax (5411) 4523-6800 / 4523- 3888
Email: ventas@gaussmedical.com.ar
Website: www.metalgauss.com.ar



GAUSS
MEDICAL

10 AÑOS DE DESARROLLO Y CALIDAD EN IMPLANTES